

業務用 すすぎ不要 床用クリーナー(床洗浄用微生物製剤)

LION

特長

「滑りにくい
安全な床」に!
—バイオだから
効果が持続!

油汚れによるヌメリを除去。
バイオ(微生物)の効果が続くから
「滑りにくい床」を保ちます。

作業が簡単!
効率アップ!

希釈液を塗って放置するだけ!
(チカラをいれずに床を濡らす程度に塗る)

「ブラッシング(繰返しの
力作業)」や
「すすぎ」が不要!!

トータルコスト
が低減!

水道代の節約、
作業時間の短縮などで
トータルコストが低減します。

スタミナのかかる床清掃を
ぐ〜んとラクに!

プロバイオ

イージークリーン

フロア用

床が隅々までキレイ!
ニオイ対策にも!

表面の汚れだけでなく、
床の目地や厨房機器の足回り、
隙間等の蓄積汚れまで、
時間がたつごとにキレイに!
嫌なニオイの発生を抑えます。


使用イメージ



通常の洗浄では
床の目地や凹み
に蓄積した油汚
れが残りやすく
なかなか落ちま
せん。



イージークリー
ンを使用すると
油汚れを強力
に分解し、落と
し難かった汚れ
も除去。



微生物が油汚
れを分解し続け
るから、油汚れ
の蓄積を防げ、
床が隅々まで
キレイに。

2L



10L



ライオンハイジーン株式会社

プロバイオ
イージーグリーン
フロア用



バイオ配合製剤だから、汚れを落とすだけでなく、
“床のヌメリ”や床の目地や隙間などの“油汚れの蓄積”を防ぎます。

食品・油汚れの多い床に
特に効果を発揮します。

厨房・客席の床

ゴミ置き場

など

使用方法 毎日の使用が効果的

繰返しの力作業「ブラシでゴシゴシ」や「すすぎ」がいらぬ!!



1 ゴミを取り除く。

2 希釈溶液をつくる。
(60~70倍希釈)

3 モップなどで床の表面をしっかりと濡れる程度に希釈液を塗布する。
※汚れのひどい場合はブラッシングをする。

4 余分な水分はスクイジーなどでかきとり、排水溝へ流し、自然乾燥させる。

5 すすぎはしない。

希釈の目安	
水	イージーグリーン
5L	80ml
10L	160ml

自動希釈装置

希釈は自動希釈装置の使用も可能です。指定した希釈倍率に自動希釈。作業の標準化に役立ちます。



<使えないもの>

白木などの水が染み込む木材の床、ワックスなどをコーティングした床、大理石などの石材。

※必ず使用前に本品のラベルに記載されている「使用上の注意」と「使用方法」をお読みください。

- 作業終了後に本品をグリーストラップに流し込むと、グリーストラップ内の浄化にも効果があります。
- グリーストラップを清潔に保つには、定期的な清掃も行ってください。

初期投与から10日前後はバイオを定着させるために量を増やして投与してください。

グリーストラップへの使用の目安	
槽の水量	イージーグリーン
400L	200ml

タイマー式自動投入装置

毎日の投入に便利な自動投入装置。設定した量を決まった時間に自動で投入します。



■梱内容

品名	容量	梱入数	寸法(mm)		重量(kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
プロバイオ イージーグリーン フロア用 2L	2L	4本	幅 : 130 高さ : 270 奥行 : 95	幅 : 272 高さ : 293 奥行 : 214	2.1	8.8	ボトル PE キャップ PP,PE 注ぎ口 PE	4903301115458
プロバイオ イージーグリーン フロア用 10L	10L	—	幅 : 190 高さ : 290 奥行 : 300	幅 : 190 高さ : 290 奥行 : 300	10.9	10.9	ボトル PE キャップ PE	4903301213475

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本社 : 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

TEL 03(6739)9050 (大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2023年4月現在のものです。
一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。
無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。